

ENDOPULS 811

RÁZOVÁ VLNA



PASSION FOR MOTION

TERA MED



Partner for Life

Endopuls 811

Ideální zařízení pro aplikaci rázové vlny nejvyšší kvality



ENDOPULS 811

TERAMED



Ideální zařízení pro radiální rázovou terapii vhodné pro všechny terapeutické provozy.

Co je šoková terapie rázovou vlnou?

Rázové vlny jsou zvukové impulsy s vysokou dávkou energie, jež se hluboko v tkáni transformují na vlny. Během léčby má uvolněná energie v ošetřovaném místě za následek zlepšení metabolismu a krevní cirkulace (tedy stimuluje tělesné regenerativní mechanismy).

Rázová vlna má řadu předností. Zde je pár příkladů:

- Krátký čas léčebné procedury.
- Vysoké procento úspěšných výsledků po relativně malém počtu jednotlivých procedur.
- Redukuje potřebnost medikace či chirurgie,

Efektivita rázových vln je dostatečně prokázána vědeckým výzkumem.



Co je Endopuls 811?

Endopuls 811 je kompaktní zařízení pro aplikaci rázové vlny. Díky vysoké kvalitě zpracování je spolehlivé, bezpečné, uživatelsky přívětivé a komfortní. Díky svým malým rozměrům jej lze snadno přenášet, či jej umístit na vhodné místo, kde nezabírá zbytečně prostor. Díky těmto vlastnostem je ideálním zařízením pro nemocniční i soukromé provozy.

Kompaktnost

Endopuls 811 ke své funkci nepotřebuje kompresor, systém pracuje na bázi elektromagnetických rázů. Tento systém je velice malý a v rámci údržby velice nenáročný.

Mobilita

Endopuls 811 je pro přenos vybaven atraktivním aluminiovým kufrem s veškerým potřebným příslušenstvím (různé typy aplikátorů, nožní spínač). Díky své kompaktnosti je tedy ideální pro mobilní použití.

Nenáročná údržba, dlouhá životnost

Endopuls 811 je v rámci údržby velice nenáročný. Samotný generátor vln v ručním aplikátoru je koncipován pro minimálně 2 miliony rázových vln (cca 1000 léčebných procedur).


ENDOPULS 811



RADIÁLNÍ A ULNÁRNÍ EPIKONDYLITIDA



TENDINITIDA RAMENE /
PROBLÉMY RAMENE




KALCIFIKUJÍCÍ TENDINITIDA RAMENE



PATELÁRNÍ TENDINITIDA





PATELÁRNÍ TENDINOPATIE



ACHILLODYNIE




PLANTÁRNÍ FASCIITIS



PATNÍ OSTRUHY

ENDOPULS 811



MYOFASCIÁLNÍ SPOUŠŤOVÝ BOD
NAPŘ. KRČNÍ



MYOFASCIÁLNÍ SPOUŠŤOVÝ BOD
NAPŘ. ZÁDOVÝ




DUPUYTRENOVA NEMOC



TROCHANTERICKÁ BURSTITIDA



PERIOSTITIDA / ROZŠTĚP. HOLENĚ
(STAV PO PŘETÍŽENÍ)



ARTHRITIDA KLOUBU PALCE /
RHIZARTHRITIS



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



1650800



1650808



1650803



1650802



1650801



1650804



1650805



1650806



1650807



1650809



1650750



1468950

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ENDOPULS 811



PASSION FOR MOTION

TERA MED

Tera-med medical s.r.o.
Tusarova 1519/22
Praha 7, 17000

IČO: 04077024
DIČ: CZ04077024

tel: +420 776 49 34 34
email: tera-med@email.cz
web: www.tera-med.cz