

VACOTRON 460



Vacotron 460 je modul pro přístroje 4 - série. Vacotron 460 je vakuová jednotka, pomocí níž lze aplikovat rychle a jednoduše elektroléčbu s vakuovými kloboučky.

Vacotron 460 je cenným a praktickým doplňkem elektroléčebných přístrojů řady 4.

- Lze připojit ke všem elektroléčebným a kombinovaným přístrojům řady 4
- Rychlá aplikace vakuových elektrod na pozice, kde nelze použít fixační pásy
- Kontinuální a pulsní sání
- Přesné nastavení sací síly
- Jedinečné kabelové připojení pro rychlou aplikaci pryžových elektrod



Vacotron 460 lze použít pouze v kombinaci s přístrojem Sonopuls 492 nebo Endomed 482.



VACOTRON 460



1498950 VACOTRON 460 (modul)

Vacotron 460 lze použít pouze v kombinaci s přístrojem Sonopuls 492 a Endomed 482.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry (ŠxHxV)	24 x 28.6 x 9.3 cm
Váha	2 kg
Vakuum	kontinuální a pulsní, 0-600 mbar, nastavitelné
Pulsní vakuum	puls : pauza = 0.5 : 0.5 sek, 1 : 1 sek.

STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VACOTRON 460

1498756	4-Serie, informační booklet
2x 3444503	Vakuové elektrody Ø 60 mm, set 2ks
3444505	Houbičky Ø 65 mm, set 4ks (pro vakuové elektrody Ø 60 mm)
2x 3444507	Vakuová hadička červená
2x 3444508	Vakuová hadička černá



VAKUOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VACOTRON 460

3444509	Vakuové elektrody (kloboučky) Ø 30 mm, set 2ks
3444503	Vakuové elektrody (kloboučky) Ø 60 mm, set 2ks
3444504	Vakuové elektrody (kloboučky) Ø 90 mm, set 2ks
3444516	Houbičky Ø 30 mm, set 4ks (pro vakuové elektrody Ø 30 mm)
3444505	Houbičky Ø 65 mm, set 4ks (pro vakuové elektrody Ø 60 mm)
3444506	Houbičky Ø 95 mm, set 4ks (pro vakuové elektrody Ø 90 mm)
3444507	Vakuová hadička červená
3444508	Vakuová hadička černá

Ø 30 mm



3444509

Ø 60 mm



3444503

Ø 90 mm



3444504

Ø 30 mm



3444516

Ø 65 mm



3444505

Ø 95 mm



3444506



3444507



3444508

OSTATNÍ PRODUKTY, KTERÉ BY VÁS MOHLI ZAJÍMAT

SONOPULS 492

Sonopuls 492 je nejvýkonější zařízení z přístrojů 4 série. Tato kompletní jednotka poskytuje 2 nezávislé kanály pro ultrazvukovou terapii, 2 nezávislé kanály elektrolýzy včetně kombinované terapie.

ENDOMED 482

Endomed 482 je dvoukanálový elektroterapeutický přístroj pro náročné uživatele.

SONOPULS 490

Sonopuls 490 je terapeutický ultrazvuk z 4 série. K dispozici je s multifrekvenčními terapeutickými hlavicemi 1 MHz a 3 MHz o velikosti 5 cm² a 0,8 cm².

EN-CAR U3

EN-Car U3 je pojízdný stolek pro celou škálu přístrojů ENRAF NONIUS. Je ideální pro laser, ultrazvuk, elektroterapii, Myomed či rázovou vlnu. Díky tomuto stolku s úložným prostorem budete mít vše hned po ruce.

OBJEDNACÍ ČÍSLO

1498913	Sonopuls 492 se 2-mi multifrekv. UZ-hlavicemi (5 cm ² and 0,8 cm ²)
1498911	Sonopuls 492 s multifrekv. hlavicí (5 cm ²)
1498912	Sonopuls 492 s multifrekv. hlavicí (0,8 cm ²)
1498903	Sonopuls 490 se 2-mi multifrekv. UZ-hlavicemi (5 cm ² and 0,8 cm ²)
1498901	Sonopuls 490 s multifrekv. hlavicí (5 cm ²)
1498902	Sonopuls 490 s multifrekv. hlavicí (0,8 cm ²)
1498920	Endomed 482
1468960	EN-Car U3

Více informací najdete zde:

WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHERAPY



ENRAF-NONIUS
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
The Netherlands
T.: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com