

- **TOP prémiový model - kyslíkový koncentrátor Kröber**

Kyslíkový koncentrátor

- velmi tichý provoz, senzační hladina hlučnosti 31 dB(A)*
- snížená hmotnost, jen 16 kg
- snížená spotřeba energie, pouze 280W



- snadná údržba



- inovativní detaily



- hrubý prachový filtr

* dle kvalitativního standardu 14-1 03/2007 MDS-H

Kröber 4.0



interní a externí filtry



Kyslíkový koncentrátor

- vybaveno modulárními komponenty
- snadno přístupný filtr a pojistky
- USB - rozhraní
- moderní design a jednoduchá obsluha
- nový, inovativní měřicí senzor
- integrované nastavení průtoku
- záruka 30 000 hodin
- velmi tichý chod
- řízeno mikroprocesorem
- příznivá cena
- vyrobeno v Německu

Příslušenství

- Návod k použití
- úhlový konektor pro zvlhčovač
- zvlhčovač, znovu naplnitelný
- nosní kanyla 2 m a 5 m

Technické specifikace

MDD klasifikace	II a
Napájení	230 V 50 Hz
Provozní teplota	provoz +5° a □ +40°C skladování -25° a □ +70°C
Hlučnost	31 dB (A)
Příkon	280 W
Prachový filtr	v zadní části zařízení
Jemný filtr	za víkem pro údržbu
Pojistky	hlavní 230 V 2xT3,15 A H 250 V interní 1xT1,0 A L 250 V volitelné 115 V 2xTT5,0 A H 250 V
Alarm	teplota, napájení, proudění, kyslík, systém
Hmotnost	cca. 16 kg
Rozměry (vx dx)	(535x203x520) mm bez koleček
Záruka výrobce	30 000 provozních hodin (max. 5 let) podle záručních podmínek
Nastavení proudění	0 až 2 l/min v krocích po 0,1 2 až 4 l/min v krocích po 0,2 4 až 5 l/min v krocích po 0,5
koncentrace O ₂ (+/-3%)	0,1 až 4 l / min 93% 4 až 5 l / min 90%

Ihr Fachhändler • Your dealer

Tera-med medical s.r.o.

Ovčáry 214, 27714

Tel: +420 776 49 34 34 E-Mail: tera-med@email.cz

• Internet www.tera-med.cz