

Stabilita,
kvalita a spolehlivost



Terapeutická lehátka



PARTNER FOR LIFE

Perfektní lehátka

Vyšetřovací a terapeutická lehátka Enraf-Nonius nacházejí uplatnění v mnoha zdravotnických oborech. Nabídka zahrnuje širokou škálu typů, variací i příslušenství, od jednoduchých a robustních až komplexnější zakázkově vybavená pro specializované ošetření. Ať už si vyberete jakékoliv, vždy si můžete být jisti, že volíte lehátko v nejvyšší možné kvalitě, lehátko pro profesionály od profesionálů - Enraf-Nonius. Vybírat můžete i z pestré palety doplňků a příslušenství (polštáře, podložky, role, stoličky, úchyty, atd. ...).

Lehátka Enraf-Nonius lze stylizovat pro každý interiér. Příjemná atmosféra prostředí je důležitá obecně, stejné platí i pro fyzioterapeutické provozy a praxe. Je důležité, aby byl klient v daném prostředí dobře nalazen a cítil se příjemně a uvolněně. Vzhledem k tomu, že každá praxe je vybavena odlišně a má své vlastní barevné schéma, považujeme za důležité, aby terapeutická lehátka esteticky vyhovovala danému prostředí. vzhledu a pocitu. Proto vyrábíme naše ošetřovací lehátka v několika variacích barev rámu a čalounění. Naše čalounění z imitace kůže neobsahuje ftaláty a v případě požáru zpomaluje hoření - jedinečná kombinace, díky níž je tento materiál vhodný pro lékařské použití!



Komfort



Large choice of standard or luxury upholstery



Ergonomická nastavitelnost



Centrální mechanismus zdvihu koleček



Skvěpolohovatelnost pacienta



Tichý rychlý posun



Ovládnou rukou



Jednoduché ovládání výšky (hydraulicky či elektricky)



Extremě stabilní rám



Odolná silná: záaz do 250 kg (dle modelu)

MANUMAX MULTI 3.3

Robusní a chytré dohromady



- 3-Rozměrné zakřivení hlavové sekce
- Mnoho nastavitelných pozic, včetně pozice flexe
- Elektricky nastavitelné v rozmezí cca 48 až 96 cm
- Robusní rám zaručující nejstabilnější ložnou plochu
- Nosnost 250 kg
- Standartní elektrický zdvih (nahoru/dolů)
- Měkký podvozek s kolečkami
- Digitální zámek

MANUMAX MULTI 3.5

Ultimátní terapeutické lehátko



- Exkluzivní nastavitelné loketní opěrky
- Loketní opěrky lze plynule spouštět a vytáčet do strany
- 3-Rozměrné zakřivení hlavové sekce
- Mnoho nastavitelných pozic, včetně pozice flexe
- Elektricky nastavitelné v rozmezí cca 48 až 96 cm
- Robusní rám zaručující nejstabilnější ložnou plochu
- Nosnost 250 kg
- Standartní elektrický zdvih (nahoru/dolů)
- Měkký podvozek s kolečkami
- Digitální zámek

MANUMAX EXAMINATION 2.2

*Maximální komfort pro
maximální pohodlí*



- 2-dílné lehátko pro základní terapii
- Extra dlouhá zádová sekce
- Zádovou sekci lze nastavit až do polohy 90°
- Elektricky nastavitelné v rozmezí cca 48 až 96 cm
- Robusní rám zaručující nejstabilnější ložnou plochu
- Nosnost 250 kg
- Standartní elektrický zdvih (nahoru/dolů)
- Měkký podvozek s kolečkami
- Digitální zámek



MANUMED OPTIMAL 3-DÍLNÉ

*Nejuniverzálnější terapeutické a
vyšetřovací lehátko*



- 3 (až 5) nastavitelných sekcí
- Mnoho nastavitelných pozic, včetně flexe- a (anti-) Trendelenburgových pozic
- Nosnost 200 kg (u některých modelů volitelně až 250 kg)
- Hlavová sekce se sklápí úplně dolů pro lepší přístup do krční oblasti
- Optimálně umístěná madla pro ovládání sekcí
- Dlouhý obličejový otvor, který umožňuje proximální nebo distální pohyb pacienta, i když leží v náhylné poloze
- Volitelně trojúhelníkový obličejový otvor nebo bez otvoru
- Mechanismus zvedání kol pro snadný pohyb lehátka
- Výšku lze nastavit hydraulicky (není potřeba síťový kabel) nebo elektricky (velmi pohodlné, hladké a rychlé)
- Zcela uvolněná výchozí pozice v poloze obličejem dolů se samostatnou hlavovou sekcí (volitelně)

MANUMED OPTIMAL 2-DÍLNÉ

*Robusní, jednoduché vyšetřovací
a terapeutické lehátko*



- 2 (až 4) nastavitelné sekce
- Nosnost 200 kg (u některých modelů volitelně až 250 kg)
- Hlavová sekce se sklápí úplně dolů pro lepší přístup do krční oblasti
- Optimálně umístěná madla
- Dlouhý obličejový otvor, který umožňuje proximální nebo distální pohyb pacienta, i když leží v náhylné poloze
- Volitelně trojúhelníkový obličejový otvor nebo bez otvoru
- Výšku lze nastavit hydraulicky (není potřeba síťový kabel) nebo elektricky (velmi pohodlné, hladké a rychlé)
- Zcela uvolněná výchozí pozice v poloze obličejem dolů se samostatnou hlavovou sekcí (volitelně)

MANUMED COMFORT

*“Díky komfortu a pohodlí je tento Manumed
ideálním vyšetřovacím lehátkem”*



- 3 nebo 4 sekce
- Nosnost 200 kg (u některých modelů volitelně až 250 kg)
- Snadná změna polohy ze sedu do lehu za pomoci podpory plynové pružiny
- Mechanismus zvedání kol pro snadný pohyb lehátka
- Výšku lze nastavit hydraulicky (není potřeba síťový kabel) nebo elektricky (velmi pohodlné, hladké a rychlé)
- Zcela uvolněná výchozí pozice v poloze obličejem dolů se samostatnou hlavovou sekcí (volitelně)
- Nezávisle nastavitelná nožní sekce (volitelně)

MANUMED OSTEO

“Maximální nastavitelnost”



- 4 (až 7) nezávisle nastavitelných sekcí, umožňující nekonečný počet poloh sedu a lehu.
- Bezkonkurenční stabilita spojená s nastavitelností
- Nosnost 200 kg (u některých modelů volitelně až 250 kg)
- Elektrické polohování výšky (volitelně i nastavování jednotlivých sekcí) pro maximální komfort
- Zcela uvolněná výchozí pozice v poloze obličejem dolů se samostatnou hlavovou sekcí (volitelně)
- Nezávisle nastavitelná nožní sekce (volitelně)
- Polstrované profily s měkkými hranami

MANUMED ST

”Nízkonákladový” Manumed.
Dostupný též s hydraulickým
polohováním.



- Dostupný jako 2-dílný nebo 3-dílný
- Buď verze s hlavovou sekcí, nebo verze se zádovou sekcí
- Dostupné s elektrickým i hydraulickým polohováním
- 6 různých druhů čalounění
- Mnoho možností a příslušenství
- Velmi atraktivní cena!

MANUXELECT

Prostorově úsporné a
cenově výhodné lehátko



- Dostupný jako 2-dílný nebo 3-dílný, nebo jako trakční model
- Elektrické polohování od 48.5 do 105.5 cm
- Nastavení sekcí plynovou pružinou
- Ergonomicky umístěná madlapro obsluhu jednou rukou
- Nosnost 150 kg (volitelně 250 kg)
- Nůžkový mechanismus šetří prostor. Lehátko se ppohybuje nahoru a dolů lineárně.
- Polstrované profily s měkkými hranami
- Obličejový otvor (s volitelnou ucpávkou) zajišťuje pohodlí pacienta, i když leží obličejem dolů

MANUMED EXERCISE

”Pro bezpečnou a komfortní
neurologickou terapii a cvičení



- Veliký povrch ložné části (100 or 120x200 cm)
- Mechanismus zvedání kol pro snadný pohyb lehátka
- Nosnost 250 kg
- Elektrické či hydraulické polohování
- 1 či 2 sekce
- 2-dílný model lze využít pro neurologická cvičení i jako terapeutické lehátko

MANUMED TRACTION

”Trakce a terapie na tom
samém lehátku!”



- Pojízdné ložné sekce (lze jednoduše uzamknout)
- S úchyty pro trakční rám
- Fixace pro pásy jsou standardem
- Nosnost 200 kg (volitelně 250 kg)
- Pro použití jako trakční i normální lehátko
- Mechanismus zvedání kol pro snadný pohyb lehátka
- Výšku lze nastavit hydraulicky (není potřeba síťový kabel) nebo elektricky (velmi pohodlné, hladké a rychlé)
- Klinické trakční zařízení Saunders (volitelné)

MANUMED TILT

Komfortní a bezpečné lehátko
pro neuromotorické a
kardiovaskulární
ošetření



- Náklon od 0 do 90°
- 1 či 2 sekce
- Vhodné též pro děti
- Elektrické výškové polohování i polohování náklonu
- Velká kola pro bezpečný pohyb
- Nosnost 150 kg

MANUMED BASIC



- Fixní výška 80 cm
- Extrémně stabilní
- S velkou zádovou sekcí, nebo s hlavovou sekcí s obličejovým otvorem

PORTABLE MASSAGE COUCH



- Váží pouze 15 kg
- Nosnost do 135 kg
- Připojitelná hlavová část s obličejovým otvorem
- Šířka ložné části 56 cm
- Fixní výška 73 cm

COLOURS

Většina inalehátek Manumed je možno objednat s níže uvedenými barvami čalounění a rámu. Manumed ST a ManuXelect jsou k dispozici pouze v barvách edého rámu a čalounění Executive. Podívejte se na podrobnosti online nebo si informace vyžádejte u svého obchodního zástupce Enraf-Nonius.

www.enraf-nonius.com

www.tera-med.cz




NATURAL



811
volcano black



850
walnut




851
sand



886
leaf



888
snow



LIFESTYLE



410
anthracit



406
petrol



407
cherry



408
terracotta



409
skin




EXECUTIVE



012
black




213
grey




199
lavender



204
sirius blue



169
cornflower
blue



170
baby blue



BARVA RÁMU



Ral 7035
grey



Ral 9005
black



Ral 9010
white





Terapeutická lehátka

Stabilita, kvalita a spolehlivost

Distribuce CZ:

Tera-med medical s.r.o.

Tusarova 1519/22

Praha 7, 170 00

Provozovna : Ovčáry 214,
27714

T +420 776 49 34 34

E info@tera-med.cz

Výrobce:

Enraf-Nonius B.V.

Vareseweg 127

3047 AT Rotterdam

The Netherlands

T +31 (0)10 20 30 600

E info@enraf-nonius.nl

Technical modifications reserved

www.enraf-nonius.com



PARTNER FOR LIFE