



Nový AquaThermoJet.



Nový AquaThermoJet.



UKLIDŇUJÍCÍ A ÚČINNÉ

32 rotujících vodních trysek je ergonomicky integrováno do 7 zón.

Kombinovat lze 3 standardní a 9 individuálních programů s 5 různými úrovněmi intenzity. Uživatel má 60 možností, jak si vybrat vlastní optimální program.

Je to jednoduché: vyberte si program a užívejte si.


OŠETŘENÍÚČINKY NA TĚLO, DUCHA I DUŠI.

- › Úleva od svalového napětí.
- › Zlepšení krevního oběhu a metabolismu.
- › Stažení tkáně.
- › Stimulace lymfatického systému.
- › Snížení stresu.
- › Zvýšení osobní pohody.

Vodní masáž pro dobrou pohodu.

Bolesti zad a stavy únavy způsobené nedostatkem fyzické aktivity a přílišnou zátěží často vedou ke zhoršení kvality života. 32 rotujících vodních trysek nového přístroje AquaThermoJet je ergonomicky integrováno do 7 zón a uvolňuje tělo od chodidel až po ramena. Masáž se provádí krouživými pohyby ve směru srdce, podobně jako při ošetření fyzioterapeutem. Měkký a příjemný film na povrchu a uklidňující teplé vodní trysky uvolňují svaly a zvyšují osobní pocit pohody.

Nový AquaThermoJet nabízí atraktivní, rozumnou a levnou alternativu k ruční masáži kdykoli a kdekoli budete chtít.



Rozměry nového AquaThermoJet



DESIGN A

Boční obložení a průsvitný povrch jsou nasvíceny všemi barvami duhy a zalévají místnost příjemným světlem. Barvy se mění automaticky. Konkrétní colour si lze také zvolit. Obklad je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Nový AquaThermoJet je i opticky skutečným vrcholem!

SVĚTLOMOŽNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ.

Nový AquaThermoJet se výborně hodí pro použití ve wellness centrech, kosmetických a fitness centrech, kde se může používat jako samoobslužný stroj na mince. Nový AquaThermoJet lze také použít pro fyzickou relaxaci v ordinacích lékařů i ve firmách se zdravotním managementem.

CHARAKTERISTIKY A FAKTA.

ZISKOVOST - EKONOMIKA.

Nový AquaThermoJet se snadno ovládá a lze jej používat bez cizí pomoci nebo vyškoleného personálu.

FLEXIBILNÍ A BEZPEČNÉ A POHODLNÉ.

Chytrá patentovaná technologie umožňuje uživateli kdykoli během ošetření opustit přístroj AquaThermoJet, aniž by to mělo vliv na jeho fungování. Nízká výška (výška křesla) usnadňuje nastupování a vystupování z přístroje AquaThermoJet. Díky speciálnímu mechanismu se povrchová fólie při použití téměř neponoří do vody. Integrovaná polstrovaná opěrka hlavy zaručuje maximální pohodlí.


Speciální povrchová vrstva je mimořádně hygienická a umožňuje dokonalou a uvolněnou polohu.

CHLADICÍ JEDNOTKA.


Pro intenzivní a trvalé použití lze nový AquaThermoJet připojit k chladicí jednotce, která je součástí dodávky.



Uživatel si může vybrat program bez pomoci, zatímco odpočívá na povrchu. Nabídka a používání nového AquaThermoJet jsou snadné. porozumět.



Ovládací panel je otočný o 180°, a proto jej může obsluha snadno ovládat ve vzpřímené poloze, která šetří záda.



Dotykový displej nového AquaThermoJet je také snadno pochopitelný. Všechny programy a ošetření se zobrazují velmi přehledně a srozumitelně.

Nový AquaThermoJet	
Vnější rozměry: d x š x v	2075 mm x 1000 mm x 1125 mm
Výška sedadla	550 mm
Vhodné pro osoby	s hmotností do 150 kg
Připojení napájení	230 V, 50 Hz, 2,4 kW
Hmotnost bez vody (s vodou)	230 kg (480 kg)
Ovládací panel	> Mnoho funkcí lze zvolit individuálně, například: čas, teplota, datum, svátky, 5 jazyků, osvětlení. > 12 léčebných programů, 5 intenzit úrovně, 32 vodních trysek.
Barva obložení	bílé nebo černé, podle vašeho výběru.

Trautwein GmbH
Denzlinger Straße 12
79312 Emmendingen
Německo



Tel. +49 (0) 7641/46 77-30
Fax +49 (0) 7641/46 77-70
info@trautwein-gmbh.com

Technology for all Senses.

TRAUTWEIN

Technické údaje

CHARAKTERISTIKY A FAKTA.

www.trautwein-gmbh.com